

# DURATWIX® UNI-VARIO LINGO

1 ICV + 1 ICFU

- ▶ Tracheostomická kanyla s dvoma vnútornými kanylami, obe s 15 mm konektorom, jedna s 15 mm otočným konektorom (ICV), druhá so sitom (ICFU)
- ▶ Mäkký štít kanyly ROTATWIX®, otočný o 360 ° - umožňuje rozsiahlu pohyblivosť krku  
So sitom ASPILO® - otvory, vodorovné sito  
Medical PU, soft, atraumatic, thermosensitive
- ▶ Modulárna koncepcia: 6 rôznych typov vnútorných kanýl
- ▶ Sada obsahuje široký a nastaviteľný remienok na ihlu (OPTIFLAUSCH®), uzáver a pas kanyly
- ▶ Veľkosť 7-10 k dispozícii v 2 dĺžkach
- ▶ Farebné značenie
- ▶ Vnútorná kanyla: otvorená / nie otvorená, štandardná dĺžka / krátka
- ▶ Vonkajšia kanyla štítka kanyly: so sitom/ bez sita

FAHL



**Informácie o objednávke: MM Pharma Slovakia, s.r.o., [objednavky@mmpharma.eu](mailto:objednavky@mmpharma.eu), 0911 557 728**

**K90286,X03298 - DURATWIX® UNI-VARIO LINGO 1 ICV + 1 ICFU, Veľkosť 6-10**

**K90286,X03298 - DURATWIX® UNI-VARIO LINGO short 1 ICV + 1 ICFU, Veľk.7-10**

Pri objednávke prosím uveďte veľkosť za číslom položky!



**STERILE EO** Sterilizované s použitím etylénoxidu

Neresterilizujte

Chráňte pred slneč. žiarením

Použitie pre jedného pacienta

Prečítajte si návod na použitie

**Rx only** POZOR:  
Federálne zákony Spojených štátov obmedzujú tento prístroj na predaj, distribúciu a použitie lekárom alebo licencovaným odborníkom alebo na ich objednávku (iba v USA).

**CE 0482** Identifikácia označenia CE číslo notifikovaného orgánu

**Výrobok vyrobený v Nemecku**

Veľkosť	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Dĺžka mm standard	REF standard	Dĺžka mm krátka	REF krátka
6	11,9	10,3	6,0	82,0	<b>19261-06</b>	-	-
7	11,9	10,8	7,0	82,0	<b>19261-07</b>	72,0	<b>19262-07</b>
8	12,5	11,4	8,0	85,0	<b>19261-08</b>	75,0	<b>19262-08</b>
9	13,7	12,5	9,0	88,0	<b>19261-09</b>	78,0	<b>19262-09</b>
10	15,0	13,8	10,0	91,0	<b>19261-10</b>	81,0	<b>19262-10</b>

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen