

- ▶ Tracheostomická kanyl s dvoma vnútornými kanylami (IC)
- ▶ 15 mm konektor, rečový ventil a ochranný kryt proti kašľu sú súčasťou balenia; môže byť pripevnená k vonkajšej kanyle samostatne alebo k kombinovanej vnútornej / vonkajšej kanyle s bezpečnostným mechanizmom twist lock
- ▶ Tepelne citlivý lekársky materiál
- ▶ Mäkká a poddajná príruha krku
- ▶ Špeciálny tvar kanyly umožňuje generovanie reči, aj keď kanyla nie je otvorená (vydychovaný vzduch bude prechádzať okolo kanyly)
- ▶ 15 mm konektor, príruha na hrdlo a vnútorné kanyly farebne označené:
- ▶ Plne farebný 15 mm konektor, príruha na hrdle a vnútorná kanyla s farebnou bodkou
- ▶ Vrátane držiaka tuby: široký, nastaviteľný, s príľnavým zapínaním
- ▶ Rečový ventil k dispozícii zvlášť (rečový ventil FAHL® BIESALSKI - REF 17901)
- ▶ Vnútorné kanyly sú k dispozícii zvlášť (FAHL® BIESALSKI IC - REF 17905)



**Informácie o objednávke: MM Pharma Slovakia, s.r.o., [objednavky@mmpharma.eu](mailto:objednavky@mmpharma.eu), 0911 557 728**

**FAHL® BIESALSKI 2 IC + rečový ventil, Veľkosť 4-12**



**REF 17900**

**FAHL® BIESALSKI IC (vhodné pre veľkosti 6-12), Balenie po 3ks**



**REF 17905**

**FAHL® BIESALSKI Rečový ventil S (vhodné pre veľkosti 4-7)**

**REF 17901-01**

**FAHL® BIESALSKI Rečový ventil M (vhodné pre veľkosti 8-9)**

**REF 17901-02**

**FAHL® BIESALSKI Rečový ventil L (vhodné pre veľkosti 10-12)**

**REF 17901-03**

Pri objednávke prosím uveďte veľkosť za číslom položky!

Veľkosť	O.D. tip mm	O.D. neck flange mm	I.D. O.-cannula mm	I.D. I.-cannula mm	Dĺžka mm	Colour code	REF
4	5.6	8.4	4.0	2.3	44.0	white	17900-04
5	6.5	9.0	5.0	3.3	46.0	green	17900-05
6	7.7	9.7	6.0	3.9	52.0	orange	17900-06
7	8.6	11.0	7.0	5.0	60.0	brown	17900-07
8	9.7	12.0	8.0	5.9	66.0	red	17900-08
9	11.5	14.0	9.0	7.0	71.0	yellow	17900-09
10	12.1	15.0	10.0	7.9	75.0	grey	17900-10
11	12.4	16.0	11.0	9.2	78.5	violet	17900-11
12	13.9	17.0	12.0	9.8	77.0	blue	17900-12

OD Hrot = Vonkajší priemer vonkajšej trubice na hrote kanyly · OD príruha hrdla = Vonkajší priemer za prírubou hrdla · I.D. = Vnútorný priemer na konci kanyly · Dĺžka = Dĺžka po vonkajšiu krivku

**STERILE EO** Sterilizované s použitím etylénoxidu

Neresterilizujte

Chráňte pred slneč. žiarením

Použitie pre jedného pacienta

Prečítajte si návod na použitie

**Rx only** **POZOR:**  
Federálne zákony Spojených štátov obmedzujú tento prístroj na predaj, distribúciu a použitie lekármi alebo licencovaným odborníkom alebo na ich objednávku (iba v USA).

**CE 0482** Identifikácia označenia CE číslo notifikovaného orgánu

**Výrobok vyrobený v Nemecku**