

SPIRAFLEX® MRT UNI / SPIRAFLEX® MRT UNI CUFF



- Veľmi flexibilná špirálová kanyla, ktorá súčasne zaručuje vysoký stupeň rozmerovej stability vďaka integrovanej plastovej špirále
- Môže sa použiť aj pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI).
- S CUFF: REF 17520
- Bez CUFF: REF 17521
- Variabilný, nastaviteľný štít kanyly pre jednotlivé dĺžky od 52 mm do 123 mm (v závislosti od veľkosti)
- Kanylový štít je možné výškovo nastaviť a zafixovať pomocou spoľahlivého skrutkovacieho mechanizmu
- Stupnica (kroky 5 mm) na hornej strane kanyly umožňuje presné a reprodukovateľné umiestnenie krytu kanyly.
- S 15 mm konektorom (UNI) na pripojenie ventilačného zariadenia alebo HME
- Sekrečné tekutiny môžu byť absorbované pomocou pomôcky na zavedenie. S hadicovou koncovkou / špičkou prsta, na pripojenie k sacej hadici sacieho zariadenia
- Vnútna kanyla je tiež k dispozícii osobitne pre tracheostomickú kanylu (REF 17543).
- Veľkosť sa musí zvoliť podľa vonkajšej kanyly!

Obsah balenia:

- Vodič na zavedenie kanyly, pomôcka na zavedenie kanyly
- Návod na použitie

SPIRAFLEX® MRT UNI CUFF 1 x REF 17521

Tracheostom.knyla s CUFF

alebo

SPIRAFLEX® MRT UNI REF 17520

1 x Tracheostomická kanyla


Pri objednávke prosím uveďte veľkosť za číslom polokry!

Možnosti na doobjednanie:

SPIRAFLEX® ICX REF 17543

Vnútna kanyla, Veľkosť 6 - 11, Balenie po 3ks

Technické označenie:



CE 0482

STERILE EO

Veľkosť	AD1 Schild	AD2 Spitze	ID1 AK	ID2 IC	L1 AB verstellbar bis	L2 MB	Θ BW	Ø CD	REF MRT UNI	REF MRT UNI CUFF
06	8,4	8,4	6,0	4,5	60	52	80°-110°	20,0	17520-06	17521-06
07	10,2	10,2	7,0	5,5	80	68	80°-110°	22,0	17520-07	17521-07
08	11,2	11,2	8,0	6,5	100	88	80°-110°	24,0	17520-08	17521-08
09	12,2	12,2	9,0	7,5	130	117	80°-110°	25,0	17520-09	17521-09
10	13,2	13,2	10,0	8,5	135	118	80°-110°	26,0	17520-10	17521-10
11	14,2	14,2	11,0	9,5	140	123	80°-110°	26,0	17520-11	17521-11

Všetky informácie v mm | AD1 = vonkajší priemer štítu kanyly | AD2 = vonkajší priemer hrotu kanyly | ID1 = vnútorný priemer špičky kanyly vonkajšej kanyly | ID2 = vnútorný priemer špičky kanyly vnútornej kanyly | L1 AB = dĺžka cez vonkajšiu stranu luk | L2 MB = dĺžka cez stredný oblúk | Ø-CD = priemer CUFF | Ø-BW = uhol ohybu | IC = vnútorná kanyla | AK = vonkajšia kanyla

PIKTOGRAMY



UNI

DE
EN
FR
NL
ES
SK

Außenkanüle 15 mm-Konnektor (UNI)

Outer cannula including 15 mm-connector (UNI)
 Canule externe avec connecteur 15 mm (UNI) Buitencanule inclusief 15 mm-connector (UNI)
 Cánula externa con conector de 15 mm (UNI)
 Vonkajšia kanyla vrátane 15 mm konektora (UNI)



VARIO

DE
EN
FR
NL
ES
SK

Außenkanüle 15 mm-Drehkonnektor (VARIO)

Outer cannula including 15 mm-swivel connector (VARIO)
 Canule externe avec connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
 Buitencanule inclusief 15 mm-swivel-connector (VARIO)
 Cánula externa con conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
 Vonkajšia kanyla vrátane otočného konektora 15 mm (VARIO)



KOMBI

DE
EN
FR
NL
ES
SK

Innenkanüle mit 22 mm-Konnektor (KOMBI)

Inner cannula with 22 mm-connector (KOMBI)
 Canule interne avec connecteur 22 mm (KOMBI)
 Binnencanule met 22 mm-connector (KOMBI)
 Cánula interna con conector de 22 mm (KOMBI)
 Vnútrohá kanyla s 22 mm konektorom (KOMBI)



LINGO

DE
EN
FR
NL
ES
SK

Mehrere kleine Löcher in einer bestimmten Anordnung, das sogenannte „Sieb“ (LINGO)

Several small holes in a specific arrangement in the center of the tube, is referred to as „sieve“ (LINGO)
 Plusieurs petits trous disposés d'une certaine manière et appelés « perforations » (LINGO)
 Meerdere kleine zeef-gaatjes in een specifieke rangschikking in het midden van de buitencanule, de zogenaamde 'zeef' (LINGO)
 Perforaciones de pequeño tamaño con una disposición específica en el centro del tubo; fenestración en tamiz (LINGO)
 Niekoľko malých otvorov v pečifickom usporiadaní v strede trubice sa označuje ako „Sitom“ (LINGO)



PHON

DE
EN
FR
NL
ES
SK

Sprechventil (PHON)

Speaking valve (PHON)
 Valve de phonation (PHON)
 Spreekventiel (PHON)
 Válvula fonatoria (PHON)
 Rečový ventil (PHON)



CUFF

DE
EN
FR
NL
ES
SK

Mit CUFF

With CUFF
 Avec ballonnet (CUFF)
 Met CUFF
 Con balón (CUFF)
 S CUFF



SUCTION

DE
EN
FR
NL
ES
SK

Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)

With suction line (SUCTION)
 Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
 Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
 Con línea de succión (SUCTION)
 S odsávaním (SUCTION)

O₂

DE
EN
FR
NL
ES
SK

Mit einem O₂-Anschluss

With oxygen support
 Avec raccord O₂
 Met zuurstofaansluiting (O₂-support)
 Con puerto de oxígeno
 S možnosťou okysličovania



MRT

DE
EN
FR
NL
ES
SK

MRT geeignet

MRT suitable
 IRM-compatible
 Geschikt voor MRT
 Compatible con resonancia Magnética
 MR-kompatibilné



MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1, 971 01 Prievidza, Slovensko

Mobil: +421 911 557 728, 0911 424 665

e-mail: objednavky@mmpharma.eu, www.mmpharma.eu